

Feline Panleukopenia Diagnostic Kit GK

Uranotest

www.uranovet.com +ενημερωτικά βίντεο πληροφοριών και τεχνικής

Τεχνικά

Το διαγνωστικό κιτ URANOTEST FELINE PANLEUKOPENIA βασίζεται στην ανοσοχωραματογραφική τεχνική και είναι σχέδιασμένο για την ποιοτική ανίχνευση του ιού της πανλευκοπενίας αιλουροειδών στα κόπρα των αιλουροειδών.

Κάθε τεστ αποτελείται από μερικές επικαυπτόμενες μεμβράνες. Σε μία από τις μεμβράνες, υπάρχει η γραμμή ελέγχου C και η γραμμή αποτελέσματος T. Οι γραμμές δεν είναι εμφανείς πριν την εφαρμογή του δείγματος. Μετά την εφαρμογή του δείγματος στο κατάλληλο στρογγυλό δοχείο δείγματος, η μετανάστευση αρχίζει με τριχειδή δράση μέσω της μεμβράνης. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, μία μικρή γραμμή εμφανίζεται στην περιοχή C. Αυτή η γραμμή, που συνομάτεται γραμμή ελέγχου C, εμφανίζεται πάντα, καθώς είναι η γραμμή που δείχνει ότι το τεστ έχει διεκτερωθεί επιτυχώς. Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, εκτός από τη γραμμή ελέγχου C, μία ακόμα γραμμή θα εμφανιστεί στην περιοχή αποτελέσματος.

Παρεχόμενο υλικό

- Συσκευές τεστ χωριστά συσκευασμένες σε θήκες αλουμινίου.
- Σύλινγρα με ρυθματικό διάλυμα για αραίωση δείγματος.
- Βαμβακοφόροι στολεί σια για συλλογή του δείγματος.
- Στανόνημα μίας χρήσης.
- Οδηγίες χρήσης.

Προσοχή

- Μόνο για κτηνιατρική χρήση
- Φοράτε γάντια μιας χρήσης κατά το χειρισμό των δειγμάτων. Όλα τα δειγμάτα πρέπει να θεωρούνται πιθανώς μολυσματικά. Πλύνετε και απολύμαντε τα χέρια σας πριν το χειρισμό των δειγμάτων. Αποθύγετε το σχηματισμό αερολύματος κατά τη διανομή του δείγματος.
- Για την παραγωγή καλύν αποτελεσμάτων, είναι σημαντικό να προσθέσετε την κατάλληλη ποσότητα δείγματος.
- Ανοίξτε τη συσκευάσια αμέσως πριν την χρήση.
- Όλοι οι αντιδραστήριοι παραγόντες πρέπει να βρίσκονται σε θερμοκρασία δωματίου πριν την διεξαγωγή του τεστ.
- Μη χρησιμοποιείτε το τεστ εάν ο φάκελος είναι φθαρμένος ή κατεστραμμένος.
- Μην επαναφορμοποιείτε.
- Μην χρησιμοποιείτε τους αντιδραστήριους παραγόντες μετά την ημερομηνία λήξης τους.
- Η ποιότητα κάθε συστατικού του κι έχει εκτιμηθεί έχωριστα για κάθε παρτίδα. Μην αναμηνύνετε εξαρτήση ή αντιδραστήριους παραγόντες από κι μεδιαφρετικούς αριθμούς παρτίδας.

Διατήρηση και Σταθερότητα

Το κιτ πρέπει να διατηρείται σε θερμοκρασία μεταξύ 2 και 30°C. Υπό αυτές τις συνθήκες, μπορούμε να εγγυθούμε την σταθερότητα μέχρι την ημερομηνία λήξης που είναι τυπωμένη στο κουτί και στις μεμονωμένες θήκες.

ΤΟ ΚΙΤ ΕΥΕΛΠΙΖΑΙ ΤΙΣ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ. Παρόλο που μπορεί να διατηρηθεί και στο ψυγείο, προτείνουμε να διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου για να αποφύγετε την αναμονή μέχρι να αποκτήσουν θερμοκρασία δωματίου οι αντιδραστήριοι παραγόντες.

ΝΑ ΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΥΓΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΉΛΙΟ.

Συλλογή και προετοιμασία δείγματος

Το δείγμα μπορεί να συλλέχει απευθείας από το αρθρο χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο βαμβακοφόρο στολεί. Η επαρκής ποσότητα δείγματος που απαιτείται για την σωστή εξαγωγή του τεστ φαίνεται στην εικόνα (βλέπε σχήμα 1).



ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ
Ι. ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ
ΑΘΗΝΑ: 210 60116401
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 23920 72020
www.jmco.gr | info@jmco.gr

Εισάγετε τον στολεί στο σωληνάριο που περιέχει το αραιωτικό διάλυμα. Συντάσστε τον στολεί στα τοιχώματα του σωλήνα για να απελευθερώσετε το δείγμα που θα μπορούσε να περιέχει τον ίδιο. Ανακινήστε το σωληνάριο για να συγχρευτείτε ότι το δείγμα είναι ομοιόμορφο.

Οδηγίες χρήσης

1- Αφαίρεστε τη συσκευή τεστ από την προστατευτική θήκη και καποθαλαμήστε την σε επύπεδη επιφάνεια.

2- Χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο σταγονόμετρο, μεταφέρετε 4 σταγόνες από το προσφάτως προσθιασμένο δείγμα στο στρογγυλό δοχείο δείγματος. Εάν το αραιωτικό δείγμα περιέχει συμπατίδια, περιμένετε 1 λεπτό μέχρι να κατακαθίσουν, και χρησιμοποιήστε το υπερκειμένο υγρό (βλέπε σχήμα 2).

3- Όταν το τεστ ξεκινήσει παραστηρίστε μεταφορά του δείγματος μέσα από την περιοχή αποτελέσματος. Εάν η μεταφορά δεν ξεκινήσει εντός 1 λεπτού από την εφαρμογή του δείγματος, προσθέστε μία επιπλέον σταγόνα από το αραιωτικό δείγμα.

4- Διαβάστε το αποτέλεσμα εντός 5-10 λεπτών. Χρησιμοποιείτε γραμμές που εμφανίζονται μετά από 20 λεπτά δεν έχουν καμία διαγνωστική αξία και πρέπει να αγνοούνται.

Ερμηνεία των αποτελεσμάτων

1- Αρνητικό αποτέλεσμα

Υπάρχει μόνο μια μικρή γραμμή στην περιοχή C. Αυτή η γραμμή εμφανίζεται πάντα.

2- Θετικό αποτέλεσμα

Δύο γραμμές εμφανίζονται στην περιοχή αποτελέσματος του τεστ (γραμμές T και C). Οποιαδήποτε γραμμή εμφανίζεται πρώτη, το αποτέλεσμα θεωρείται θετικό.

3- Μη έγκυρο αποτέλεσμα

Το τεστ είναι μη έγκυρο εάν καμία χρωματιστή γραμμή δεν εμφανιστεί στην περιοχή ελέγχου (C), ακόμα και αν εμφανίστε χρωματιστή γραμμή στην περιοχή τεστ (T). Ολόγονος μπορεί να είναι λαθανθανόμενός το.

Περιορισμοί της τεχνικής

Αν και το διαγνωστικό κιτ URANOTEST FELINE PANLEUKOPENIA-παρέχει υψηλή ευαισθησία και εξειδίκευση, δεν μπορεί να αποκλείσει μικρή πιθανότητα εξαγωγής φευδών αρνητικών ή φευδών θετικών αποτελεσμάτων. Όπως κάθε άλλη διαδικασία εργαστηρίου, ποριστική κλινική διάγνωση δεν μπορεί να βασίζεται μόνο σε αυτό το αποτέλεσμα. Πρέπει να βασίζεται σε ένα σύνολο κλινικών και εργαστηριακών διαδικασιών. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία για το αποτέλεσμα, επαναλάβετε το τεστ και/ή συγκρίνετε με άλλες διαγνωστικές μεθόδους.

Kit diagnóstico

ES

Panleucopenia Felina Uranotest

Nº registro: 1717 RD
Reg. ICA 10192 BV

Exclusivamente uso veterinario
Consulte al médico veterinario
Venta libre

Principio de la técnica

El kit de diagnóstico URANOTEST PANLEUCOPENIA FELINA está basado en la técnica inmunocromatográfica y está diseñado para la detección cualitativa de antigeno de Panleucopenia Felina en heces de gato.

El test consta de una tira reactiva que contiene un pocillo redondeado donde se añade la muestra y una zona de resultados que contiene la línea T (línea de test) y la línea C (línea de control). Una vez aplicada la muestra en el pocillo redondeado, comienza la migración por capilaridad a lo largo de la membrana. Si el resultado es negativo aparecerá una sola banda de color púrpura en la zona C. La banda de la zona C aparece siempre, ya que se trata de una banda de control que indica que el test se ha realizado correctamente. Si el resultado es positivo, además de la banda C, aparecerá una banda púrpura en la zona de test (línea T).

Materiales suministrados

- Tests envasados en bolsa de aluminio individual.
- Tubos de recogida de muestra con tampón diluyente.
- Hisopos para la toma de muestras.
- Pipetas desechables.
- Prospecto con instrucciones de uso.

Precauciones

- Solo para uso veterinario. Mantener fuera del alcance de los niños. Uso in vitro
- Para un resultado óptimo, ajustarse estrictamente a las instrucciones de utilización.
- Todas las muestras deben ser manipuladas como potencialmente infecciosas. Lavar y desinfectar las manos después de su manipulación. Evitar la formación de aerosoles cuando se dispensa la muestra.
- No abrir o sacar el test de su sobre de aluminio individual hasta el momento en que vaya a ser utilizado.
- No usar el test si el sobre está roto o dañado.
- No reutilizar.
- Todos los reactivos deben estar a temperatura ambiente antes de realizar el test.
- No utilizar una vez transcurrida la fecha de caducidad impresa en la caja y sobre de aluminio.
- La calidad de los componentes del kit ha sido individualmente valorada para cada lote. No mezclar componentes ni reactivos procedentes de diferentes lotes.

Conservación y estabilidad

El kit debe ser conservado a una temperatura entre 2°C y 30°C. Bajo estas condiciones, se puede garantizar su estabilidad hasta la fecha de caducidad marcada en la caja y en el sobre individual.

El kit ha sido desarrollado para ser conservado a temperatura ambiente. Aunque también puede conservarse en el frigorífico, se recomienda hacerlo a temperatura ambiente para evitar esperas hasta que los reactivos alcancen la temperatura ambiental adecuada para su utilización.

NO CONGELAR. No someter a una exposición solar directa durante largo tiempo.

Toma de muestras

- Pueden usarse heces de perro o gato.
- Se toma una pequeña cantidad de heces (ver figura 1). Se puede tomar la muestra directamente de las paredes del recto con la ayuda del hisopo, procurando tomar la cantidad adecuada para hacer la determinación.
- Las muestras deben ser analizadas inmediatamente después de su recogida.
- Volumen de muestra:




www.

uranovet.com

+información y videos demostrativos de la técnica

Instrucciones de utilización

1. Tomar las muestras de heces usando el hisopo que se proporciona tal y como se describe en el apartado anterior.
2. Introducir el hisopo en el tubo que contiene el tampón diluyente de la muestra. Mezclar bien durante 10 segundos. Si hay en la muestra partículas gruesas, esperar 1 minuto hasta que sedimenten y tomar la muestra del sobrenadante.
3. Sacar el test del sobre de aluminio y colocarlo en un lugar plano y seco.
4. Con la ayuda de la pipeta desecharable que se proporciona, tomar muestra del sobrenadante evitando coger partículas sólidas y añadir 4 gotas en el pocillo redondeado.
5. Cuando el test comienza a funcionar, se apreciará la migración de la muestra moviéndose a través de la ventana de resultados situada en el centro del test. Si la migración no se ha iniciado pasado 1 minuto, añadir una gota más de la muestra diluida contenida en el tubo.
6. Interpretar los resultados a los 5-10 minutos. Pasados 20 minutos, la interpretación ya no resulta válida.



Feline Panleukopenia Diagnostic Kit EN

Uranotest For veterinary use only

www.uranovet.com +information and technique demonstrative videos

Technical basis

The URANOTEST FELINE PANLEUKOPENIA diagnostic kit is based on the immunochromatographic technique and is designed for the qualitative detection of Feline Panleukopenia virus in feline faeces.

The test consists of several overlapped membranes. On one of the membranes, there are a test line (T line) and control line (C line). The lines are not visible before applying the sample. After applying the sample in the appropriate sample well, migration begins by capillarity action through the membrane. If the result is negative, one purple colour band appears in the C area. This line, called control line, always appears, as it is a control line indicating that the test has successfully performed. If the test result is positive, in addition to the control line, a second line will form in the test area (Test line).

Materials supplied

- 1 - Test devices individually packaged in aluminium pouch.
- 2 - Tubes with buffer solution for sample dilution.
- 3 - Swabs for sample collection.
- 4 - Disposable pipettes.
- 5 - Instructions for use.

Precautions

- 1 - For veterinary use only.
- 2 - Wear disposable gloves when handling the samples. All samples should be treated as potentially infectious. Wash and disinfect hands after handling. Avoid aerosol formation when dispensing the sample.
- 3 - To obtain good results, it is important to add the correct sample volume.
- 4 - Open the device just before use.
- 5 - All reagents must be at room temperature before performing the test.
- 6 - Do not use the test if the envelope is damaged or broken.
- 7 - Do not re-use.
- 8 - Do not use reagents after the expiry date.
- 9 - The quality of each component of the kit has been individually assessed for each batch. Do not mix components or reagents from kits with different batch numbers.

Preservation and stability

The kit must be stored at a temperature between 2 and 30°C. Under these conditions, we can guarantee the stability until the expiry date printed on the box and on the individual pouch. The kit has been developed to be stored at room temperature. Although it also can be stored in the refrigerator, we recommend store it at room temperature to avoid the need to wait for reagents to reach the room temperature.

DO NOT FREEZE. Do not expose to direct sunlight.

Sample collection

The sample may be collected directly from the rectus using the provided swab. The sufficient amount of sample to carry out properly the test is shown in the picture (see figure 1). Introduce the swab into the tube containing the diluent and press it against the tube walls in order to release the sample that could contain the virus. Shake the tube in order to ensure a good homogenisation.

Kit diagnóstico Panleucopenia felina PT Uranotest Uso veterinário

Princípio da técnica

O kit URANOTEST PANLEUCOPENIA FELINA é uma técnica imunocromatográfica para a deteção qualitativa do antígeno da Panleucopenia Felina em fezes de gato. O teste é composto por um pocinho redondo onde se adiciona a amostra, uma linha T (linha de teste) e uma linha C (linha de controlo). Uma vez adicionada a amostra ao pocinho redondo, começa a migração por capilaridade ao longo da membrana. Se o resultado é negativo, aparecerá uma só banda de cor purpura na zona C. A banda da zona C aparece sempre, já que se trata de uma banda de controlo que indica que o teste se realizou correctamente. Se o resultado é positivo, além da banda C, forma-se uma segunda banda na zona de teste (banda T).

Materiais fornecidos

- 1 - Testes embalados em saqueta individual de alumínio.
- 2 - Tubos de recolha de amostras com tampão diluente.
- 3 - Zaragatoa para recolha de amostras.
- 4 - Pipetas descartáveis.
- 5 - Folheto com instruções de uso.

Precauções

- 1 - Somente para uso in vitro. Manter fora do alcance das crianças.
- 2 - Para um resultado óptimo, utilizar estritamente de acordo com as instruções de utilização.
- 3 - Lavar e desinfetar as mãos após a manipulação.
- 4 - Todas as amostras devem ser manipuladas como potencialmente infecciosas.
- 5 - Não retirar o teste da bolsa de alumínio até ao momento da sua utilização.
- 6 - Não usar o teste se a bolsa está aberta ou danificada.
- 7 - Não reutilizar.
- 8 - Todos os reagentes devem estar a temperatura ambiente antes de realizar o teste.
- 9 - Não utilizar uma vez ultrapassada a data de validade impressa na bolsa de alumínio.
- 10 - Não misturar componentes provenientes de diferentes lotes.

Conservação e estabilidade

O kit deve ser conservado a uma temperatura entre 2°C e 30°C Nestas condições, garante-se a sua estabilidade até à data de validade marcada na caixa e na bolsa individual.

O kit foi desenvolvido para ser conservado à temperatura ambiente. Embora também se possa conservar no frigorífico, recomenda-se a conservação à temperatura ambiente de maneira a evitar esperas até que os reagentes alcancem a temperatura ambiente adequada à sua utilização.

NAO CONGELAR. Proteger da luz solar directa.

Recolha de amostras

- 1 - Devem usar-se fezes de gato.
- 2 - Recolhe-se uma pequena quantidade de fezes (ver figura 1). Pode recolher-se a amostra directamente das paredes do recto com a ajuda da zaragatoa, procurando recolher a quantidade adequada para realizar a determinação.
- 3 - As amostras devem ser analisadas imediatamente após a recolha.

Instructions for use

- 1 - Remove the test device from the protective pouch and place it on a flat and dry surface.
- 2 - Using the pipette provided, transfer 4 drops of the recently prepared sample to the round sample well. If the diluted sample contains particles, wait for 1 minute until they sediment; use the supernatant (see figure 2).
- 3 - When the test begins running, you will observe migration of the sample through the result window. If migration has not begun 1 minute after sample addition, add one more drop of the diluted sample.
- 4 - Read the results within 5-10 minutes. Coloured lines appeared after 20 minutes have not diagnostic value and should be ignored.

Interpreting results

1 - Negative result

There is only a single purple line on the C area. This line should always appear.

C T

2 - Positive result

Two lines appear on the result window of the test device (T and C lines). Whichever line appears first, the result is considered positive.

C T

3 - Invalid result

The test is invalid if not coloured line appears at the Control area (C) even if a coloured line appears in the Test area (T). The reason may be due to incorrect handling or using a damaged test.

C T

Limitations of the technique

Even though the URANOTEST FELINE PANLEUKOPENIA diagnostic kit shows high sensitivity and specificity, cannot be excluded a low incidence of false positive or negative results. As any other laboratory procedure, the definitive clinical diagnosis cannot be based only on the test result. It must be based on an ensemble of clinical and laboratory procedures. If there is any doubt, repeat the test and/or contrast with other diagnostic methods.

Manufactured and Commercialised by: Urano Vet SL
Authorised entity number: R-0138
Avda. Santa Eulalia, 2
08520 Les Franqueses I Barcelona (Spain)
E info@uranovet.com

Last revision: August 2022



Distribuidor: Campifarma, Lda.
Avenida Pedro Álvares Cabral,
Centro Empresarial Sintra-Estoril V, Ed. E24
2710-297 Sintra
E info@campifarma.com

www.uranovet.com
+informação e vídeos demonstrativos da técnica

Instruções de utilização

- 1 - Retirar o teste da bolsa de alumínio e colocar num local plano e seco.
- 2 - Introduzir a zaragataa impregnada da amostra no tubo com diluente tampão. Misturar bem durante 10 segundos. Se a amostra contém partículas grossas, esperar 1 minuto até que sedimentem e recolher a amostra do sobrendante.
- 3 - Usando a pipeta descartável que se fornece, tomar a amostra da mistura de fezes e diluente que se realizou previamente no tubo. Adicionar 4 gotas no pocinho redondo com a ajuda da pipeta descartável que se fornece. A amostra deve ser adicionada lentamente, gota a gota e de maneira exacta (ver figura 2).
- 4 - Quando o teste começa a funcionar, verifica-se a migração da amostra movendo-se através da janela de resultados situada no centro do teste. Se a migração não se iniciou após 1 minuto, adicionar mais uma gota de amostra diluída contida no tubo.
- 5 - Interpretar os resultados aos 5-10 minutos. Passados 20 minutos, a interpretação já não é válida.

Interpretação dos resultados

1 - Resultado negativo

Presença de uma única banda (banda de controlo) na zona C da janela de resultados.

C T

2 - Resultado positivo

Presença de duas bandas de cor (T e C) na janela de resultados. Seja qual for a banda que aparece primeiro, o resultado é considerado positivo.

C T

3 - Resultado inválido

Se a banda C não aparecer, o resultado deve ser considerado inválido. A causa pode ser devido a um seguimento inadequado das instruções e/ou utilização de um teste danificado.

C T

Limitações da técnica

Embora o kit de diagnóstico de URANOTEST PANLEUKOPENIA FELINA tenha uma elevada sensibilidade e especificidade, não pode descartar-se uma pequena incidência de resultados falsos positivos ou negativos. Tal como com qualquer outro procedimento laboratorial, o diagnóstico clínico definitivo não deve basear-se somente na realização de um teste, mas sim num conjunto de sinais clínicos e laboratoriais. Em caso de dúvida, repetir o teste e/ou contrastar com outros métodos de diagnóstico.

Responsável pela autorização de venda e fabricante: Urano Vet SL
Última revisão: Agosto 2022
Nº entidade autorizada: R-0138
Avda Santa Eulalia, 2
08520 Les Franqueses del Vallès
Barcelona I Spain
E info@uranovet.com

Feline Panleukopenia Hızlı Teshis Kiti TK

Uranotest Sadece veteriner kullanımı için

www.uranovet.com +Bilgi ve teknik detay içerikli videolar

Teknik esaslar

URANOTEST Feline Panleukopenia teshis kiti, immünokromatografik teknik esas alınlara üretilmiş ve Feline Panleukopenia virus'un kedi diskisinde kalitatif olarak saptanması için tasarlanmıştır.

Test, üst üste geçmiş birkaç membrandan oluşur. Bu membranlardan birinde bir test çizgisi (T çizgisi) ve bir kontrol çizgisi (C çizgisi) bulunur. Bu çizgiler, numune ile temas edene kadar görünür degildir. Numune, numune hasnesine doğru şekilde damlatıldıktan sonra, membran üzerindeki kapiler sistemde ilerlemeye başlar. Eğer sonuç negatif ise, C bölgesinde mor renkli bir çizgi ortaya çıkar. Kontrol çizgisi (C çizgisi) denilen bu çizgi, her zaman olusur ve testin basarılı bir şekilde çalıştığını göstermektedir. Eğer test sonucu pozitif ise, kontrol çizgisine ilave olarak, test bölgesinde ikinci bir çizgi (T çizgisi) ortaya çıkar.

Paket içeriği

- 1 - Alüminyum ambalajla tek tek paketlenmiş test kitleri.

- 2 - Numuneleri seyreltesmesi için tampon çözelti içeren tüpler.

- 3 - Numune alımı için swiplar.

- 4 - Tek kullanımlık pipetler.

- 5 - Kullanım kılavuzu.

Uyaralar

- 1 - Sadece veteriner kullanımı içindir.

- 2 - Numuneleri seyreltesmesi için tampon çözelti içeren tüpler.

- 3 - Numune alımı için swiplar.

- 4 - Tek kullanımlık pipetler.

- 5 - Kullanım kılavuzu.

Muhafaza ve dayanıklılık

Test kitleri 2-30°C arasındaki bir sıcaklıkta muhafaza edilmelidir. Bu şartlar altında, hem kutu hem de tekli paket üzerinde belirtilen son kullanım tarihine kadar, ürünün dayanıklılığını garanti ediyoruz.

Test kitleri oda sıcaklığında muhafaza edilmek üzere geliştirilmiştir. Aynı zamanda buzdolabında da muhafaza edilebilmesine rağmen, kullanım öncesi malzemelerin tekrar oda sıcaklığında muhafaza etmeni öneriz. **DONDURMAYINIZ.** Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Numune alımı

Numuneleri swab kullanılarak doğrudan rektumdan alınabilir. Testin doğru bir şekilde uygulanması için yeterli numune miktarları resimde gösterilmiştir ([sekol te bakan](#)).

Swab tampon çözelti içeren tüpe daldırın ve tüpün duvarlarına doğru bastırınız. Bu şekilde, virüsü içermeye ihtimali bulunan numune çözelti içinde gececektir.

Numunenin homojen bir şekilde dağılmamasını sağlamak için tüp çalkalayınız.

Türkiye Distribütörü:

Vetagen Veteriner Med. Yem

ve Gida İth. Ihr. San. Tic. Ltd. Şti.

www.vetagen.com

Kullanım kılavuzu

- 1 - Test kitini koruyucu ambalajından çıkardığınızda düz ve kuru bir yüzeye yerleştiriniz.

- 2 - Pipeti kullanarak, kisa süre önce hazırlanmış olan numunenin 4 damlasını yuvarlak numune hasnesine dökün.

- 3 - Test çalışmaya başlayınca, numunenin sonucu pencerelerine doğru hareketini gözleleyeceksiniz. Eğer bir damla sızdırılmışsa, bu damla daha ekleyiniz.

- 4 - 5-10 dakika içinde sonucu okuyunuz. 20 dakika geçtikten sonra ortaya çıkan renkli çizgilerin teshis açısından bir degeri yoktur ve bu çizgiler göz ardı edilmelidir.

Sonuçların yorumlanması

- 1 - Negatif sonuc

C bölgesinde sadece tek bir mor çizgi bulunur. Bu çizgi her zaman ortaya çıkmalıdır.

- 2 - Pozitif sonuc

Test kitinin sonucu pencerelerinde iki çizgi (T ve C çizgileri) ortaya çıkar. İlk önce hangi çizgi ortaya çıkarırsa, bu çizgi sonucu pozitif olarak değerlendirilir.

- 3 - Geçersiz sonuc

Test (T) bölgesinde renkli çizgi ortaya çıkışa bile, kontrol (C) bölgesinde renkli çizgi yoksa test geçersizdir. Bu durum, uygulamanın doğruluğunu doğrulamak için klinik uygulamalar ve laboratuvar uygulamaları birlikte değerlendirilmelidir. Herhangi bir şüpheli durumda, testi tekrar edinir veya diğer teshis yöntemleri ile karşılaştırınız.

Teknik kısıtlar

URANOTEST Feline Panleukopenia teshis kiti yüksek bir duyarlılık ve spesifiklik göstermesine rağmen, dikkatli bir oranda görülen hatalı pozitif veya negatif sonuçlar gözlemlenmelidir. Diğer benzer laboratuvar uygulamalarında olduğu gibi, kesin tespit için klinik uygulamalar ve laboratuvar uygulamaları birlikte değerlendirilmelidir. Herhangi bir şüpheli durumda, testi tekrar edinir veya diğer teshis yöntemleri ile karşılaştırınız.

Üretim ve ticari hakları Urano Vet SL'ye aittir.

İşletme kayıt numarası: R-0138